

bct pet

2017



Model : Hi-1493-D

Labhitech

11/10/2017

## تعیین مقاومت بطری به فشار عمودی دیجیتالی

مشخصات فنی :

1. مجهز به لودسل سوها از کشور کره جهت اعمال نیرو دقیق طبق تعریف استاندارد ملی
2. با قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت کالیبراسیون و نشانگر نیرو با دقت : 0.1 Kgf
3. دارای چهار ستون از شفت هارد کروم جهت حرکت صفحه آلومینیوم به صورت کاملاً عمود بر رویه آزمونه
4. مجهز به چهار عدد بال بوش از کمپانی TBI تایوان جهت گرفتن خلاصی و حرکت خطی و سهولت حرکت
5. اعمال نیرو به صورت دستی که به کمک تسمه تایم و پولی تایم حرکت صفحه اعمال نیرو را به صورت کاملاً عمود میسر میکند.
6. بدنه دستگاه فلزی با رنگ الکترو استاتیک و صفحه اعمال نیرو از آلومینیوم آنادایز شده و پیچ و مهره آبکاری هارد کروم میباشد.