

# Crease recovery

2017



**Model : Hi- 1244**

Labhitech  
12/31/2017

## تست برگشت پذیری از چروک

مشخصات فنی :

1. طبق استاندارد ملی ایران به شماره : 1244
2. شامل وزنه با نیرویی معادل 10 نیوتن بر سطح : 15\*15mm آزمون
3. صفحه مدور با دقت 0.5 درجه به همراه گیره نگهدارنده نمونه
4. زمان سنج ایستا ( کرنومتر )
5. پنس با لبه صاف و مناسب