

Filter sokht

2017



Model : Hi-2769

Labhitech

11/10/2017

دستگاه فیلتر سوخت

دستگاه با قابلیت انجام در آزمون طبق استاندارد ملی ایران به شماره : 2769 ISIRI با قابلیت انجام دو آزمون به صورت کاملاً مجزا

A: آزمون ترکیب با متلاشی شدن صافی فیلتر (طبق بند 6-7)

B: آزمونخستگی در برابر فشار ضربه ای متناوب (طبق بند 6-8)

مشخصات فنی :

- 1- پمپ هیدرولیک دنده ای
- 2- الکترو موتور 3 فاز صنعتی
- 3- اینورتر جهت کنترل دبی (لیتر بر ساعت)
- 4- فشار سنج تفاضلی از کمپانی اتونیکس ساخت کره
- 5- صفحه نمایش لمسی 3.5 اینچ رنگی از کمپانی دلتا (Delta) ساخت تایوان
- 6- PLC صنعتی یا کنترل کننده دیجیتال برنامه ها از کمپانی دلتا (Delta) ساخت تایوان
- 7- بدنه تمام فلزی با رنگ الکترواستاتیک و طلق شیشه ای جهت بازدید از آزمون
- 8- حد اکثر فشار دستگاه 2000 کیلو پاسکال بالای اتمسفر و جریان 200 لیتر بر ساعت می باشد
- 9- مخزن 10 لیتری به همراه میکسروقابلیت کنترل کننده دمایه مایع مخزن
- 10- کنترل کننده دمایه مایع مخزن از دمای محیط تا 100 درجه سانتیگراد
- 11- تمامی شیرها ی اتوماتیک و کنترل فشار و اتصالات همگی اروپایی می باشد
- 12- هر دو آزمون به طور کاملاً مستقل که شامل روشهای آزمون و تنظیمات و آلارمها و محدود کننده ها بصورت ویزارد Wizard (Step To Step) می باشد.
- 13- با قابلیت نصب فلش مموری به دستگاه و عکس گرفتن از گزارش آزمون شامل تمامی اطلاعاتی که در استاندارد ذکر شده است.