

2017

Gurley



labhitech.co

2/14/2017

Model : PLC

دستگاه نفوذپذیری نسبت به هوا به روش گرلی

1. کنترلر قدرتمند PLC
 2. کالیبراتور دستگاه گرلی
 3. به همراه گواهی کالیبراسیون
 4. فشار اعمالی 1.23 کیلو پاسکال
 5. جک پنوماتیک جهت بسته شدن نمونه
 6. نمایشگر رنگی 35 اینچی صفحه لمسی
 7. طبق استاندارد ملی ایران به شماره : ISO : 7064 -5
 8. وزن سیلندر 567 گرم و قطر داخل پیستون 28.66 میلیمتر
 9. مجهز به دو سنسور القایی جهت اندازه گیری دقیق 100 میلی لیتر
- دقت دستگاه : $1 \mu\text{m}/\text{pa}\cdot\text{sec}$ (یک میکرو متر بر پاسکال در ثانیه