

# Hot ironing machine

2017



Model : Hi-250

Labhitech

11/10/2017

## مشخصات فنی:

1. طبق استاندارد ملی ایران به شماره ملی 250 و استاندارد بین المللی iso 105
2. گرمایش باطراحی خاص بهمراه کنترل دما جهت مصرف بهینه برق (B)
3. کنترل دما از کمپانی اتونیکس کره با دقت 1.0 درجه
4. سنسور دمایی از نوع PT 100 از کمپانی اتونیکس کره
5. قطعه الکترونیکی SSR از کمپانی اتونیکس کره
6. یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش