

# Martindale

2017



**Model : Hi-1412 - M**

Labhitech

11/10/2017

## دستگاه تعیین ثبات سایشی ( Martindale )

### مدل : HI-1412-M

کاربرد : این دستگاه برای تعیین میزان مقاومت پارچه های نساجی و روکش چرم ، در برابر سایش مورد استفاده قرار میگیرد.

عملکرد دستگاه : نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در محل تعبیه شده در دستگاه قرار میگیرد . جسم های اسفنجی در زیر صفحه متحرک قرار میگیرد و بر روی آن ها وزنه های اعمال کننده نیرو قرار دارد. این صفحه با حرکت در تمام جهات نمونه را تحت سایش قرار میدهد. بعد از اتمام آزمون میزان سایش نمونه مورد بررسی قرار میگیرد.

استانداردهای مربوطه :

ASM D4966 , DIN 53863 , ISO 20344 , ISIRI 1521

مشخصات فنی :

1. به همراه الکترو موتور و گیربکس
2. شمارشگر دیجیتال Autonics
3. سنسور مغناطیسی Autonics
4. کنترلر سرعت دور موتور دیجیتالی
5. انجام آزمون 4 نمونه به طور همزمان
6. وزنه : 595 , 795 gr
7. شمارشگر : 0 ~ 9999
8. ابعاد ( طول \* عرض \* ارتفاع ) : 35\*55\*55
9. توان مصرفی : تک فاز 220 ولت