

# Spilling Box

2017



**Model : Hi-681**

تست مقاومت الیاف در مقابل گلوله شدن (پرزدهی)

### Model : pilling Box

مشخصات فنی :

1. جعبه مکعبی آزمون قبل از روکش کردن : 235mm میباشد .
2. چوب پنبه به ضخامت 3 میلیمتر روکش جعبه
3. مجهز به الکترو موتور و گیربکس 3 فاز صنعتی
4. مجهز به اینورتر با قابلیت تنظیم سرعت : 60 rpm
5. لوله های پلی اورتان 4 عدد و به طول : 140mm
6. لوله آلومینیومی جهت قرار دادن آزمونها بر رویه لوله های پلی اورتان
7. چسب نواری PVC جهت بستن آزمون
8. شمارنده دیجیتالی از کمپانی اتونیکس کره
9. سنسور مغناطیسی از کمپانی اتونیکس کره