

Torque meter Analog

2017



Model : Hi-6860

Labhitech

11/10/2017

دستگاه تست گشتاور به صورت دستی

Torque meter Manual

مشخصات فنی :

1. محدوده محاسبه گشتاور : 20 Nm
2. آدابتهای مخصوص جهت درب بطری
3. پایه جهت بستن نمونه بطری
4. آچار ترکمتر دیجیتالی تایوانی
5. دقت اندازه گیری : $\pm 1\%$ Reading
6. قدرت تفکیک پذیری : 0.01 Nm
7. بازه دهانه نمونه گیر (قطر) : 5 میلیمتر – 170 میلی متر
8. اینترفیس (رابطه بین کاربر و دستگاه) صفحه دیجیتال ترکمتر.
9. انجام آزمون به صورت دستی و آلامها توسط ترکمتر کنترل میشود
10. ثبت پیک گشتاور
11. طراحی طبق استاندارد CE اروپا