

Torque meter

2017



Model : Hi-68701

Labhitech

11/10/2017

Torque meter

دستگاه تست گشتاور دیجیتالی

مشخصات فنی :

1. محدوده محاسبه گشتاور : 20 Nm
2. Transducer Bongshin (ساخت کره)
3. دقت اندازه گیری : $\pm 1\%$ Reading
4. قدرت تفکیک پذیری : 0.01 Nm
5. بازه دهانه نمونه گیر (قطر) : 5 میلیمتر – 170 میلی متر
6. اینترفیس (رابطه بین کاربر و دستگاه) صفحه 3.5 اینچ رنگی لمسی
7. کنترل گشتاور ، انجام آزمون و آلامها توسط PLC کنترل میشود
8. قابلیت ثبت Data به صورت فایل عکس و انتقال فایل توسط کابل شبکه به کامپیوتر
9. ثبت پیک گشتاور
10. ولتاژ کاری : 220V AC
11. طراحی طبق استاندارد CE اروپا