

Compression Tester

2017



Model : Hi-BCT

Labhitech

2/20/2017

Technical Data

Sensor	Load Cell
Display Device	PC Software
Capacity	Compression center 2000 Kgf
Controller	Computer
Load Resolution	1/200,000
Load Accuracy	Within $\pm 0.5\%$
Driving Method	Servo motor with driver
Test Space (W*D*H)	120*120*100 cm
Power	AC 220V 50Hz

Standards

ISIRI 150, ISIRI 1641, ISIRI 2923

labhitech.co

شاد آباد خیابان 17 شہریور نرسیدہ بہ بازار آہن خیابان عزیز می مجتمع صنعتی واحدی پلاک 69

*. دستگاه فوق دو ستونه بوده و قابلیت انجام آزمون لهیدگی و تست انبارداری را به کمک نرم افزار را دارد.

کاربرد:

این دستگاه برای تعیین میزان مقاومت کارتن در برابر لهیدگی ای که در اثر اعمال فشار یک صفحه در آن ایجاد می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

عملکرد دستگاه:

نمونه ، کارتن در محل مناسب مورد نظر قرارداد شده و سپس این نمونه در بین دو صفحه فشاری دستگاه قرار داده شده و با سرعت مناسب بر روی اعمال فشار می گردد. میزان تغییر شکل و مقدار نیروی مورد نیاز برای این تغییر شکل توسط نمایشگر دیجیتال دستگاه اندازه گیری میشود.