

# Hot Press

2017



Model : 1414-A

labhitech

2/14/2017

## دستگاه پرس گرم تمام هیدرولیک

### مدل : Hi-1414-A30H

1. ظرفیت اعمال نیرو تا 30 تن
2. ابعاد صفحه آزمون : 30\*30 cm
3. صفحه کالیبراسیون و تنظیم دما
4. دقت کنترل دما تا 0.1 درجه سانتیگراد
5. سیستم سرمایش Heat plate توسط آب
6. گزارش گیری از آزمون به صورت فایل عکس
7. به همراه قطعات یدکی پر مصرف و دستکش نسوز
8. قابلیت تنظیم دما از محیط تا 300 درجه سانتیگراد
9. سیستم هیدرولیک مجهز به : Cooling Oil میباشد
10. قابلیت تعریف شتاب حرکتی جک هیدرولیک (سرعت)
11. دو مدل قالب به سفارش مشتری یا طبق استاندارد ملی
12. شامل دو صفحه مجزا جهت آسیب ندیدن صفحات اصلی
13. مجهز به سنسور فشار کره با برند اتونیکس و دقت : 0.1 بار
14. کنترل سیستم به کمک : PLC و با نمایشگر لمسی HMI میباشد
15. یکنواختی دما در تمامی صفحه آزمون با دقت یک درجه میباشد
16. کنترل دما به روش PID و مجهز به سیستم : **Auto tuning** میباشد
17. قابلیت برنامه ریزی 10 مرحله ای جهت رطوبت گیری و گازگیری آزمونهای متفاوت
18. با تعریف مقدار اعمال نیرو و زمان برای هر Step و فرمان اعمال یا رهاش آزمون