

2017

Washing paper



Model Hi-14391-P1

labhitech

2/14/2017

washability

دستگاه شستشو و سایش پوششهای دیواری

Model: Hi-14391-P1

مشخصات دستگاه :

1. قابلیت نصب برس شستشو و ساینده
2. طول مسیر حرکت 140 میلیمتر
3. قابلیت تنظیم سرعت 30 و 120 دور بر دقیقه
4. شمارنده اتونیکس کره جهت اعلان اتمام آزمون
5. AC موتور جهت انجام آزمونهایی با زمان بالا
6. درایور (اینورتر) جهت تنظیم دور موتور
7. کل وزنه های ساینده و شستشو 100 و 500 و 600 گرم میباشد
8. ابعاد نمونه جهت آزمون 150*300 میلیمتر
9. طبق استاندارد ملی ایران به شماره : 14391